



Bluetooth Body Fat Scale with Body Composition Analyzer

Model No. J-2

Ada Pertanyaan atau Kendala?
Hubungi kami di support@joil.id

Terima Kasih

Terima kasih telah membeli Bluetooth Smart Body Scale with Body Fat Analyzer (J-002) by Joil.

Capai, monitor, dan jaga kesehatan anda dan seluruh keluarga dengan timbangan Joil J2. Timbangan ini dilengkapi dengan bluetooth sehingga anda bisa melihat perubahan berat dan data anda. Semua tersimpan dalam bentuk grafik.

Didesain dengan model yang stylish.

Kami di Joil, berusaha untuk memberikan pengalaman menyenangkan dalam kehidupan Anda melalui produk kami. Apabila ada permasalahan dengan produk anda, hubungi kami di Whatsapp +62-87777-99-6140 atau melalui email di support@joil.id

Daftar Isi

Informasi Keamanan Penggunaan	3
Cara Penggunaan	5
Troubleshooting	7
Spesifikasi	7
Bantuan Teknis	8

Follow kami di:

Instagram : @joil.co.id

Line@ : @joil (search dengan @)

Email : info@joil.id

Facebook : @joil.co.id

Whatsapp : +62-87777-99-6140

Website : www.joil.id



Perihal Keamanan Penggunaan

PENTING: Baca dan ikuti semua petunjuk dan peringatan dalam manual ini sebelum menggunakan produk. Apabila tidak mengikuti petunjuk dan peringatan, dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat maupun kerusakan pada produk.

Hal-hal Penting tentang Keamanan Penggunaan

- Selalu letakkan timbangan pada permukaan yang keras, datar, dan kering sebelum penggunaan agar pengukuran akurat.
- JANGAN menimbang melebihi 180kg.
- JANGAN disiram dengan cairan. Gunakan lap lembut lembab untuk membersihkan produk.
- Masukkan baterai sesuai + -
- Ganti baterai apabila tanda “Lo” muncul di layar timbangan
- Jika timbangan tidak bisa menyala, coba cek baterainya apakah sudah benar. Ganti baterai baru jika perlu.
- Jika timbangan tidak digunakan untuk waktu yang lama, cabut baterainya.

- JANGAN menginjak timbangan di sisi terlalu di ujung kiri/kanan karena timbangan tidak stabil di posisi tersebut.
- Timbangan ini tidak didesain untuk penggunaan komersial.
- Fungsi analisa komposisi badan (body fat, muscle, dll) hanya dirancang untuk yang berusia 18 – 70 tahun. Untuk usia diluar kisaran tersebut kami sarankan hanya menggunakan fungsi timbangan badan.
- Perhitungan BMI hanya dirancang untuk yang berusia 18 tahun keatas.
- Timbangan ini tidak cocok untuk
 - Pengguna alat pacu jantung atau alat elektronik yang dipasang dalam tubuh karena bisa mengganggu kerja alat tersebut
 - Orang yang sedang demam, atau berpenyakit sembab atau oestoporosis
 - Orang yang melakukan cuci ginjal ataupun pengobatan dialisis lainnya.
 - Orang yang dalam pengobatan penyakit kardiovaskular.
 - Ibu hamil

Cara Penggunaan

Aplikasi yang digunakan pada Android dan iOS adalah “Fitdays”.

Menimbang Berat Badan tanpa Analisa Badan

1. Pastikan baterai sudah terpasang dan plastik baterai sudah dilepas.
2. Letakkan timbangan pada permukaan yang keras, datar, dan kering.
3. Injak timbangan dengan satu kaki untuk menyalakan. Tunggu hingga angka 0.
4. Naik pada timbangan.
5. Ketika angka sudah berkedap – kedip, Anda bisa turun dan melihat hasil timbangan.
6. Timbangan padam secara otomatis setelah beberapa saat.

Menimbang dan Analisa Komposisi Badan

1. Untuk mengukur komposisi badan seperti body fat, BMI, Anda perlu mengunduh aplikasi “Fitdays”

Unduh dan install aplikasi “Fitdays” pada Playstore atau iStore.

2. Buka aplikasi Fitdays dan berikan Permission untuk aplikasinya. (Tekan Allow)
3. Tekan tombol register untuk registrasi awal.
4. Baca dan centang pada bagian Privacy Policy, tekan next.
5. Masukkan email dan password yang ingin dipakai
6. Masukkan data data yaitu Nickname (Nama Panggilan), Hari Ulang Tahun, Tinggi Badan, Berat Badan saat ini(perkiraan saja), Target Berat Badan. Aktifkan Athlete Mode jika anda adalah seseorang yang olahraga aktif lebih dari 12 jam sehari atau seorang binaragawan.
7. Tekan Confirm
8. Ikuti petunjuk pada aplikasi yaitu aktifkan bluetooth pada handphone, nyalakan timbangan dengan cara injak sedikit dan tunggu angka 0. Setelah timbangan dan handphone terkoneksi,

Troubleshooting

Error Message

Display	Arti
Lo	Baterai sudah lemah. Ganti dengan baterai baru
Err	Timbangan melebihi 180kg. Segera turunkan muatan
C	Error terjadi ketika pengukuran. Turun dari timbangan dan tunggu hingga angka 0. Setelah itu ulangi menimbang

Spesifikasi

Nomor Model : J-002

Kapasitas Min/Max : 5kg/180kg

Divisi/graduasi : 0,1kg

Sumber daya : 2 baterai AAA

Dimensi : 300X260X18mm

Bantuan Teknis

Apabila Anda mengalami problem atau pertanyaan mengenai produk ini, kontak kami. Kepuasan Anda adalah kepuasan kami!

Jam Support Senin-Jumat 9:00-17:00 WIB

Whatsapp : +62-87777-99-6140
Email : support@joil.id

Follow Kami

Instagram : @joil.co.id
Line : @joil
Facebook : @joil.co.id
Whatsapp : +62-87777-99-6140
Email : info@joil.id
Website : www.joil.id

Kartu Garansi Produk Joil D7

Untuk Disimpan Pemilik

Warranty Card to be Keep by Customer

Garansi berlaku 1 tahun sejak pembelian.

Garansi hanya mencakup kerusakan yang berasal dari pabrik (bukan kerusakan karena kesalahan penggunaan).

Syarat dan kondisi berlaku.

1 year warranty for factory defect. Term and condition apply.

Nama Toko (Shop name) :

Nomor Invoice (Invoice No) :

Tanggal Pembelian (Purchase Date) :

Nama Pembeli (Name) :

Email Pembeli (Email) :

Untuk pengurusan garansi hubungi email
support@joil.id

Daftarkan Produk Anda

Untuk menyimpan data garansi, daftarkan produk anda beserta nomor invoice pembelian di

www.joil.id/garansi